

Прейскурант на клинические этапы ортодонтических услуг
оказываемых в стоматологической поликлинике ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Код услуги	Наименование услуги	Общая стоимость (руб)
1	2	5
	Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный	
V01.063.001.001	Консультация первичного больного врачом-ортодонтом	350
V01.063.001.002	Оформление документации врачом-стоматологом ортодонтом	200
V01.063.001.003	Первое посещение	1 500
V01.063.001.004	Определение степени трудности лечения	400
V01.063.001.005	Индивидуальный гигиенический набор (мини)	150
V01.063.001.006	Консультация первичного больного к.м.н. врачом-ортодонтом	500
V01.063.001.007	Консультация первичного больного д.м.н. врачом-ортодонтом	1 000
V01.063.001.008	Определение конструктивного прикуса	450
	Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный	
V01.063.002.001	Определение на ортопантограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов	400
V01.063.002.002	Расчерчивание ТРГ головы, измерение головных и линейных параметров лицевого скелета, анализ полученных данных	1 700
V01.063.002.003	Сошлифовывание бугров молочных зубов (1 зуб)	130
V01.063.002.004	Индивидуальный гигиенический набор (комплект)	300
V01.063.002.005	Обучение, консультация родителей и пациентов по устранению вредных привычек и правилам пользования аппаратами	200
V01.063.002.006	Обучение гигиене полости рта при пользовании аппаратами	100
V01.063.002.007	Контрольное посещение с ретенционным аппаратом	250
V01.063.002.008	Повторное посещение пациента с трейнером или позиционером	350
V01.063.002.009	Повторное посещение пациента с лицевой дугой	400
V01.063.002.010	Контрольное посещение, активация дуг и смена лигатур длинных или коротких или эластичных (одна челюсть)	1 500
V01.063.002.011	Наблюдение за ходом лечения	300
V01.063.002.012	Повторное посещение пациента с эластопозиционером	500
	Определение прикуса	
A02.07.006.004	Клинический этап. Использование лицевой дуги "SAM-3" и настраиваемого артикулятора для регистрации межальвеолярных взаимоотношений	5 300
A02.07.006.005	Клинический этап. Использование артикулятора и лицевой дуги по данным аксиографии	6 100
A02.07.006.006	Клинический этап. Наложение и припасовка лицевой дуги	1 500
	Исследования на диагностических моделях челюстей	
A02.07.010.028	Клинический этап. Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных (1 модель)	280
A02.07.010.029	Клинический этап. Отливка 1 гипсовой модели врачом	180
A02.07.010.030	Клинический этап. Снятие 1 оттиска альгинатной массой	250
A02.07.010.031	Клинический этап. Снятие 1 оттиска С- силиконовой массой (базой)	350
A02.07.010.032	Клинический этап. Снятие 1 двойного оттиска С- силиконовой массой (база+ корректирующая масса)	500
A02.07.010.033	Клинический этап. Регистрация прикуса силиконовой массой (база)	230
	Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами	

A16.07.047.001	Клинический этап. Пластинка базисная простая (базис)	3 000
A16.07.047.002	Клинический этап. Пластинка базисная с элементами	4 500
A16.07.047.003	Клинический этап. Регулятор функции Френкеля	6 700
A16.07.047.004	Клинический этап. Винт Бертони	1 500
A16.07.047.005	Клинический этап. Винт Vektor расширяющий, секторальный	600
A16.07.047.006	Клинический этап. Двухчелюстной аппарат	5 200
A16.07.047.007	Клинический этап. Аппарат Андресена-Гойпля	5 700
A16.07.047.008	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера Т4К	7 700
A16.07.047.009	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера Т4А	7 700
A16.07.047.010	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера MUOBPACE	12 000
A16.07.047.011	Клинический этап. Припасовка прозрачного ретейнера Дюран 1 шт.	2 500
A16.07.047.012	Клинический этап. Наложение и припасовка позиционера из "Bioplast" на две челюсти	3 300
A16.07.047.013	Клинический этап. Наложение и припасовка разобщающей каппы из "Bioplast" на одну челюсть	2 200
A16.07.047.014	Клинический этап. Лечение нарушений окклюзии с применением трейнера голубого или розового . Примерка и ознакомление пациента с конструкцией	3 000
A16.07.047.015	Клинический этап. Корректор	5 500
	Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем	
A16.07.048.001	Клинический этап. Фиксация отдельного несъемного элемента на фотополимер	800
A16.07.048.002	Клинический этап. Комплект брекетов Elite-Mini-Tvin на одну челюсть	5 200
A16.07.048.003	Клинический этап. Комплект брекетов металл Synthesis на одну челюсть	5 900
A16.07.048.004	Клинический этап. Комплект брекетов Mini Diamond на одну челюсть	5 100
A16.07.048.005	Клинический этап. Накусочные брекеты (одна штука)	800
A16.07.048.006	Клинический этап. Щечная трубка крючек на зуб	300
A16.07.048.007	Клинический этап. Фиксация кнопки лингвальной	900
A16.07.048.008	Клинический этап. Раскрывающая пружина (1 см)	300
A16.07.048.009	Клинический этап. Наложение эластичной цепочки Чейн (1 см)	350
A16.07.048.010	Клинический этап. Наложение эластичных колец (100 шт)	300
A16.07.048.011	Клинический этап. Использование защитного воска	200
A16.07.048.012	Клинический этап. Фиксация на дугу стопора с крючком	600
A16.07.048.013	Клинический этап. Припасовка небного бюгеля в полости рта	1 900
A16.07.048.014	Клинический этап. Фиксация лингвального замка на кольцо	700
A16.07.048.015	Клинический этап. Активация небного бюгеля врачом	350
A16.07.048.016	Клинический этап. Снятие брекет системы с одной челюсти, полировка зубов и покрытие фторпротектором	2 000
A16.07.048.017	Клинический этап. Ручная сепарация зубов штрипсами 1 челюсть	1 500
A16.07.048.018	Клинический этап. Установка пружины нитиноловой (закрывающей)	850
A16.07.048.019	Клинический этап. Установка лингвального ретейнера из Твист проволоки	3 500
A16.07.048.020	Клинический этап. Подготовка 10 зубов под наклейку брекетов	900
A16.07.048.021	Клинический этап. Щечная трубка Elite для приклеивания	600
A16.07.048.022	Клинический этап. Щечная трубка Ortodent для приклеивания	300
A16.07.048.023	Клинический этап. Дуга типа Lazium 0.12; 0.14; 0.16; 0.18	230
A16.07.048.024	Клинический этап. Дуга Lazium - размеры 0.16 x 0.16; 0.18 x 0.18; 0.16 x 0.22; 0.17 x 0.25	350
A16.07.048.025	Клинический этап. Дуга Lazium реверсивная	700
A16.07.048.026	Клинический этап. Дуга Cu-Ni-Ti или Ni-Ti (Ormco) круглая или прямоугольная	850

A16.07.048.027	Клинический этап. Дуга D-Rect прямоугольная	400
A16.07.048.028	Клинический этап. Дуга типа Юнитекс сперэластичная,смарт-клип стальная	300
A16.07.048.029	Клинический этап. Дуга Nitanium реверсивная	700
A16.07.048.030	Клинический этап. Дуга типа Труфлекс 0.12;0.14;0.16;0.18	280
A16.07.048.031	Клинический этап. Дуга Труфлекс - размеры 0.16x0.16; 0.18x0.18; 0.16x0.22; 0.17x0.25	350
A16.07.048.032	Клинический этап. Замок для наклейки Damon на первые моляры вч/нч и вторые моляры вч/нч 1 штука	900
A16.07.048.033	Клинический этап. Стопора на дугу (б/крючка) 1 штука	230
A16.07.048.034	Клинический этап. Дуга Si Ni-Ti, Ni-Ti Damon (круглая)	700
A16.07.048.035	Клинический этап. Дуга Si Ni-Ti, Ni-Ti Damon (прямоугольная)	800
A16.07.048.036	Клинический этап.Дуга SS Damon (прямоугольная)	280
A16.07.048.037	Клинический этап. Дуга SS с крючком Damon (прямоугольная)	600
A16.07.048.038	Клинический этап. Установка тайм-бека (1 штука)	100
A16.07.048.039	Клинический этап. Брекет Damon 3MX , Q (1 штука)	1 300
A16.07.048.040	Клинический этап. Комплект брекетов mini Diamond лигируемые на одну челюсть	4 500
A16.07.048.041	Клинический этап. Фиксация лигатурной связки "Lase - base"	450
A16.07.048.042	Клинический этап. Комплект эстетических брекетов Reflektions на одну челюсть	12 500
A16.07.048.043	Клинический этап. Окклюзионная накладка из фотополимера на 1 зуб.	200
A16.07.048.044	Клинический этап. Вставные крючки в систему Damon (1 шт.)	200
A16.07.048.045	Клинический этап. Временная реставрация 1-го зуба фотополимером	500
	Снятие,постановка коронки, кольца ортодонтического	
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Снятие 1 брекета	180
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Снятие окклюзионной накладки	300
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Наложение сепарационного кольца	150
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Припасовка 1 кольца ортодонтического с замком и фиксация Thempra, Epic, Dentaaurum	1 300
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Повторная фиксация кольца	550
A16.07.053.001.00	Клинический этап. Снятие одного опорного кольца, одного замка трубки	350
	Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов	
A23.07.001.003	Клинический этап Примерка и подгонка двухчелюстного съемного аппарата	1 100
A23.07.001.004	Клинический этап Припасовка базисной пластинки после з\т починки	420
A23.07.001.005	Клинический этап Прямая перебазировка съёмного ортодонтического аппарата жёсткой самотвердеющей пластмассой	1 800
A23.07.001.006	Клинический этап Активация элементов аппарата	200
A23.07.001.007	Клинический этап. Ребондинг 1-го брекета	500
A23.07.001.008	Клинический этап. Снятие лингвального ретейнера (1 челюсть).	2 500
A23.07.001.009	Клинический этап Коррекция аппарата	350